

# Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης

 24ωρη καταγραφή & παρακολούθηση



- Αισθητήρας γλυκόζης 14 ημερών.
- Έγερση συναγερμών για υπογλυκαιμίες & υπεργλυκαιμίες.
- Μεταφορά και ανάγνωση δεδομένων η οποία γίνεται αυτόματα μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.
- Η μεταφορά δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα παρακολούθησης σε 2 ή παραπάνω χρήστες.
- Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων μέσω υπολογιστή, με στατιστικές αναφορές.
- Διάρκεια ζωής πομπού 3 έτη.

Το Σύστημα Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης αποτελείται από έναν αναλώσιμο αισθητήρα, έναν πομπό, την εφαρμογή (App) με δυνατότητα τηλεμεταφοράς δεδομένων και το λογισμικό ανάλυσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

